

### DEZINFECTANTE PENTRU SUPRAFEȚE

Ediție/Revizie: 02/03      Cod document: FT-01-035      Data ultimei revizii: 21.06.2024      Cod produs: B035-RO

#### ❖ Avantaje

- ✓ Utilizare ușoară cu eficiență ridicată în dezinfectare
- ✓ Special concepute pentru curățarea și dezinfectarea suprafețelor fără riscuri de contaminare
- ✓ Nu necesită dispozitive de aplicare, este gata de utilizare
- ✓ Nu conține coloranți, nu pătează, nu decolorează
- ✓ Eficiență demonstrată, inclusiv în condiții de murdărie
- ✓ Nu necesită clătire după utilizare
- ✓ Materialul șervețelului asigură a curățarea și dezinfectare adecvată datorită surfactanților cu spumare redusă
- ✓ Nu conține: peroxizi, aldehide, fenoli, clor, alcool, SLES, parabeni
- ✓ Prezintă capacitate bună de curățare și degresare
- ✓ Ambalaj impermeabil și rezistent prevăzut cu sistem de închidere tip capac sau folie autoadezivă
- ✓ Conform testului Virucid EN 14476 produsul protejează împotriva tulpinilor acoperite precum: Coronavirus; Enterovirus; Virusul Hepatitei A, B (HBV) și C (HBC); Herpesviridae; Virusul Hepatitei Delta (HDV); HIV; HTLV; Parvovirus B19; Influenza virus; Rotavirus; Paramyxoviridae; Maesles virus; Rabies virus; Poxviridae, Calciviridae; Astrovirus; Rhinovirus; Rubella virus; Papilloma virus; Polyomavirus

#### ❖ Utilizare

Dezinfectarea suprafețelor de diverse tipuri, respectiv pavimentelor. Produsul se utilizează prin tehnica ștergerii suprafețelor. Modalitate adecvată de aplicare ce asigură o curățare și dezinfectare de înaltă calitate, fără riscuri de contaminare.

#### ❖ Instrucțiuni de utilizare

Produsul se utilizează ca atare, nu se diluează și nu necesită clătire (se evaporă). Produsul se utilizează pe suprafețe curate/ murdare, iar acesta prezintă acțiune rapidă.

Tehnici de aplicare:

- Ștergerea suprafețelor utilizând șervețele impregnate

Pentru dezinfectia suprafețelor se folosește o cantitate suficientă pentru acoperirea totală a acestora (consum: 1-3 buc/1m<sup>2</sup>).

Dezinfectia instrumentarului / dispozitivelor/ echipamentelor medicale: se folosește o cantitate suficientă pentru acoperirea totală a acestora cu un film de lichid, iar timpul de contact este cuprins între 10-60 minute.

Produsul asigură o modalitate ușoară, sigură și eficientă pentru curățarea și dezinfectarea echipamentelor utilizate în scop de diagnostic (electrozi EKG, stetoscop, sonde ecografice, brățări pentru monitorizarea funcțiilor vitale, mese de consult, ș.a.

Timpul de contact de 60 minute asigură a dezinfectare înaltă cu spectru: sporicid, micobactericid și tuberculicid.

# Klintensiv

Produsul este ideal utilizării: în spitale, clinici, laboratoare, policlinici, cabinete medicale, ambulanțe, inclusiv zonele de birou ale acestora sau zonele de cantină. Este ideal pentru utilizarea pe suprafețe intens accesate de oameni cu un risc mare de contaminare (spații de triaj/așteptare, vestiare, camere pentru consultații, ambulanțe).

Prin modul de prezentare al produsului (șervețele impregnate) se asigură un nivel înalt al procesului de dezinfectare.

Produsul este compatibil cu suprafețe metalice neacoperite (aluminiu, cupru, zinc, bronz, argint, aur, inox medical/ alimentară/ 314L/ 316L), metalice acoperite (vopsea, galvanizate, email, rășini), plastice de diferite tipuri (PP, PE, HDPE, ș.a.), cauciuc, silicon, teflon, linoleum, lemn, compozite minerale (gresie, faianță, marmură, beton, ș.a.).

A se evita aplicarea produsului direct pe suprafețe aflate în contact cu alimentele.

Tip produs biocid: grupa principală I, PT 2.

## ❖ Eficacitatea microbiologică

| Eficacitate                              | Concentrație | Timp de contact |
|--|--------------|-----------------|
| Bacterică EN 13727                       | Ca atare     | 5 minute        |
| Bacterică/Fungică EN 13697               |              | 5 minute        |
| Bacterică/ Levurică EN 16615             |              | 5 minute        |
| Levurică/Fungică EN 13624                |              | 5 minute        |
| Bacterică EN 14561                       |              | 5 minute        |
| Levurică EN 14562                        |              | 10 minute       |
| Fungică EN 14562                         |              | 10 minute       |
| Micobacterică/ Tuberculică EN 14348      |              | 60 minute       |
| Micobacterică/ Tuberculică EN 14563      |              | 60 minute       |
| Sporică EN 13704                         |              | 60 minute       |
| Virică EN 14476                          |              | 5 minute        |
| Virică EN 14476 Coronavirus 229E         |              | 5 minute        |
| Virică EN 16777                          |              | 5 minute        |
| Bacterică EN 13727 (MRSA)                |              | 5 minute        |
| Sporică EN 13704 ( <i>C. difficile</i> ) |              | 60 minute       |
| Sporică EN 17126                         |              | 60 minute       |
| Bacterică/ Levurică EN 17387             |              | 5 minute        |
| Levurică EN 13624 <i>Candida auris</i>   |              | 5 minute        |

## ❖ Caracteristicile produsului

- Compoziție ingrediente active pentru 100g produs: 0,34% Clorură de didecildimetilamoniu CAS:7173-51-5, CE: 230-525-2 și 0,09% Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C12-18-alchildimetil, cloruri CAS: 68391-01-5, CE: 269-919-4.
- Alte ingrediente: <5% surfactanți nonionici, agent de chelatizare, parfum și apă
- Descriere soluția de impregnare: lichid incolor, cu miros parfumat
- pH = 10,8 ±0,5

# Klintensiv

- Dimensiuni șervețel: Lxl = 190x160mm / 250x150 / 200x200mm
- Material șervețel: poliester și viscoză
- Solubil în apă (lichid)

## ❖ Informații privind siguranța în utilizare

Se recomandă consultarea și respectarea informațiilor specificate în fișa cu date de securitate a produsului (FDS/ MSDS). Pentru a accesa MSDS produs: solicitați furnizorului, sau consultați pagina web: [www.klintensiv.com](http://www.klintensiv.com)

Nu utilizați produsul dacă a expirat sau în condiții diferite față de cele recomandate.

## ❖ Alte informații

Termen de valabilitate produs: 3 ani de la data fabricației, respectiv 2 luni de la deschidere.

Depozitare produs: în recipientul original, la temperaturi pozitive cuprinse între 5 - 30°C.

Produsul este ambalat în următoarele variante comerciale: pachet cu: 40, 60, 80, 100, 120, 200 buc. și tuburi cu: 70, 90, 200 buc.

## ❖ Informații suplimentare, opinii de specialitate

Consultați pagina web: [www.klintensiv.com](http://www.klintensiv.com)

Pentru alte detalii privind produsul, modul de utilizare vă rugăm utilizați mail: [office@klintensiv.com](mailto:office@klintensiv.com), telefon: 021/44.81.498.

Informațiile referitoare la acest produs sunt actualizate în mod controlat, atunci când este cazul, de aceea trebuie să vă asigurați că utilizați o variantă actualizată.