

Ediție/Revizie:  
01/01

Cod document:  
FT-01-168

Data ultimei revizii:  
14.01.2025

Cod produs:  
B168-RO

### ❖ Avantaje

- ✓ Acțiune antimicrobiană cu efect remanent la 3 ore.
- ✓ Eficacitate demonstrată pe tulpina MRSA.
- ✓ Activitate antimicrobiană cu spectru larg.
- ✓ Compatibilitate foarte buna cu pielea, testat dermatologic.

### ❖ Utilizare

Dezinfectarea pielii prin frecare pentru nivelul igienic și chirurgical.

Dezinfectarea preoperatorie/ decolonizarea pielii. Dezinfectarea pielii lezate superficial și a mucoaselor intacte.

Pentru igienizare mâinilor/ pielii, prin frecare, se folosește o cantitate suficientă (4ml) pentru menținerea umedă a acestora timp de 1 minut. În scopul obținerii unor rezultate bune este indicată îndepărtarea inelelor, unghiilor false, respectiv alte accesorii care împiedică contactul direct al pielii cu produsul.

Produsul este utilizat ca dezinfectant TP1 pentru persoanele adulte, tineri, copii, nou-născuți și sugari.

Pentru dezinfectarea chirurgicală este nevoie de un timp de contact de 5 minute și cantitate suficientă pentru menținerea umedă (2\*3ml). Tehnica de dezinfectare chirurgicală: produsul este poziționat în centrul palmei, se introduc vârfurile degetelor de la cealaltă mână, apoi produsul este întins pe suprafețele interioare și exterioare ale palmei, zona încheieturilor. Procedura se repetă și pentru cealaltă mână.

| Metoda de aplicare                                      | Concentrația soluției de lucru /<br>doza aplicată | Timp de<br>acțiune |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| Prin frecare pe tegumente<br>uscate în scop igienic     | Bactericidă levurică: nediluat / 4ml              | 1 minut            |
|                                                         | Virucidă: nediluat / 4ml                          | 2 minute           |
|                                                         | Tuberculocidă: nediluat / 4ml                     | 3 minute           |
| Prin frecare pe tegumente<br>uscate în scop chirurgical | Bactericidă: nediluat / 2*3ml                     | 5 minute           |

Tip produs biocid: grupa principală 1, PT1

### ❖ Eficacitatea microbiologică

| Eficacitate                                | Concentrație produs | Timp de contact |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Bactericidă EN 13727                       | nediluat            | 1 minut         |
| Bactericidă EN 1500                        | nediluat, 4ml       | 1 minut         |
| Levurică EN 13624 + <i>Candida auris</i>   | nediluat            | 1 minut         |
| Virucidă EN 14476                          | nediluat            | 2 minute        |
| Micobactericidă/ Tuberculocidă EN<br>14348 | nediluat            | 3 minute        |
| Bactericidă EN 13727                       | nediluat            | 1 minut         |

| Eficacitate                                                                                                                    | Concentrație produs | Timp de contact |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| (MRSA, <i>E. faecium</i> , <i>Klebsiella pneumoniae</i> , <i>Staphylococcus epidermidis</i> , <i>Acinetobacter baumannii</i> ) |                     |                 |
| Bactericidă EN 12791                                                                                                           | Nediluat, 2*3ml     | 5 minute        |
| Bactericidă EN 1276                                                                                                            | nediluat            | 1 minut         |
| Levuricidă EN 1650                                                                                                             | nediluat            | 1 minut         |

## ❖ Caracteristicile produsului

- Compoziție ingrediente active pentru 100g produs: Iod povidonă 7,5%, nr. CAS: 25655-41-8, CE:607-771-8, Etanol 1,5%, nr. CAS: 64-17-5, CE: 200-578-6;
- Alte ingrediente: agenți umectanți și stabilizanți, apă;
- Descriere: Lichid brun închis cu miros specific ingredientelor;
- pH = 3,5 ± 0,5
- Solubil în apă.

## ❖ Informații privind siguranța în utilizare

Se recomandă consultarea și respectarea informațiilor specificate în fișa cu date de securitate a produsului (FDS/ SDS). Pentru a accesa FDS produs: solicitați furnizorului, sau consultați pagina web: [www.klintensiv.com](http://www.klintensiv.com)

Nu utilizați produsul dacă a expirat sau în condiții diferite față de cele recomandate.

## ❖ Alte informații

Petele de Betaklin soluție cutanată pot fi înlăturate de pe materialele textile prin spălare cu apă caldă și săpun, iar cele persistente cu soluție de tiosulfat de sodiu sau amoniac.

Termen de valabilitate produs: 3 ani de la data fabricației, respectiv 8 luni de la deschidere.

Pentru formele de ambalare de până la 1L, inclusiv, recipientul este prevăzut cu aplicator.

Depozitare produs: în recipientul original, la temperaturi pozitive cuprinse între 5 - 30°C. A se evita sursele de căldură, radiații, electricitate statică și de contact cu produsele alimentare.

Produsul îndeplinește cerințele privind eficacitatea pentru utilizare în unități sanitare conform SR EN 14885:2022.

## ❖ Informații suplimentare, opinii de specialitate

Consultați pagina web: [www.klintensiv.com](http://www.klintensiv.com)

Pentru alte detalii privind produsul, modul de utilizare vă rugăm utilizați mail: [office@klintensiv.com](mailto:office@klintensiv.com), telefon: 021/44.81.498.

Informațiile referitoare la acest produs sunt actualizate în mod controlat, atunci când este cazul, de aceea trebuie să vă asigurați că utilizați o variantă actualizată.